


# SYMBYX Neuro

## User Guide

USER GUIDE  
GUÍA DE USUARIO  
GUIDE  
D'UTILISATION  
GUIDA ALL'USO  
ANLEITUNG  
用户指南





ENGLISH	4
ESPAÑOL	10
FRANÇAIS	16
ITALIANO	22
DEUTSCH	28
中文	34

# USER GUIDE

Read this guide thoroughly before use.

## CONTENTS

---

1. In the box.....	5
2. How to use the device.....	6
2.1 How to fit the SYMBYX Neuro	
2.2 Treatment time	
2.3 Frequency of use	
2.4 Treatment protocol	
3. Symbols.....	9

## Contact Information

To learn more about SYMBYX, please visit our website and follow us on social media.



### SYMBYX Customer Care

Email: [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

Phone (worldwide): +61 2 8066 9966

Phone (UK/EU only): +44 2037 698576

### SYMBYX Pty Ltd


Level 3/116 Military Road

Neutral Bay NSW 2089

Australia

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

# In the box:



1. SYMBYX Neuro helmet



2. SYMBYX Neuro User Guide and Instruction Manual



3. Battery pack



4. Connector cord which links helmet to the battery pack



5. Charging cord




6. Protective storage

# How to use the device


## How to fit the SYMBYX Neuro

Position the SYMBYX Neuro on your head with the velcro straps in the front. The straps should fit comfortably across your forehead roughly between the eyes and your hairline. Adjust the velcro straps so that the SYMBYX Neuro fits snugly.

The white label (pictured below) inside the helmet indicates the backside of the helmet.



The centre circle of the helmet should be positioned over the centre of your head.




## Treatment time

Your device is pre-programmed to run automatically for a full 24 minutes. This includes 12 minutes of red light followed by 12 minutes of infrared light.




## Frequency of use

During the first two weeks of treatment please use SYMBYX Neuro 2-3 times only, building up to 5 times per week in the subsequent weeks. If you are using the SYMBYX Neuro in combination with a handheld laser, please follow the separate combined protocol. Use once per day only, at a broadly similar time. SYMBYX recommends using the SYMBYX Neuro first thing in the morning unless you are experiencing interrupted sleep. If so, in the afternoon or early evening would be preferable.




## Treatment protocol

- 1 Place and fit the SYMBYX Neuro snugly on your head.
- 2 Connecting the SYMBYX Neuro to the battery **A** using the connecting cord. **B** Either USB-A output on the battery can be used to connect it to the SYMBYX Neuro **C**.



- ③ Once the SYMBYX Neuro is connected to the battery, the helmet will turn on automatically. This is indicated by a long audible beep, followed by a short testing cycle: 2 seconds of red light, then 2 seconds of infrared light.



- ④ The treatment will then commence automatically, first with 12 minutes of red light treatment, followed by 12 minutes of infrared light treatment. You will hear two audible beeps at the 12 minutes mark (the half way mark point). It is important that you don't remove the helmet at this point, as there is another 12 minutes of treatment to go. For the infrared cycle (the second 12 minutes), you will not see any lights flashing as the helmet is emitting infrared light, which cannot be seen.
- ⑤ After 24 minutes, the SYMBYX Neuro helmet will audibly beep and flash five times in order to inform you that the treatment session is complete.
- ⑥ Once the treatment has concluded, simply disconnect the helmet from the battery. The battery will automatically turn off.











### If you wish to stop mid-treatment

If you wish to stop treatment at any time, first remove the cord from the battery pack then remove the SYMBYX Neuro helmet. The battery will turn off automatically after 30 seconds. To turn the SYMBYX Neuro back on, simply reconnect the cord to the battery. The treatment will start again from the beginning, for 24 minutes.

### After each treatment session

Disconnect the battery from SYMBYX Neuro helmet and place it on a charger after each treatment. This will ensure that it is ready for your next treatment.



	<p>THE CARDBOARD BOX THAT THE DEVICE CAME IN CAN BE RECYCLED.</p>
	<p>READ THE INSTRUCTIONS IN THE USER GUIDE BEFORE USE.</p>
	<p>DO NOT DROP OR PHYSICALLY ALTER THE DEVICE OR PROVIDED COMPONENTS. INCL PCB.</p>
	<p>DANGER: DEVICE EMITS OPTICAL RADIATION.</p>
	<p>DO NOT STARE DIRECTLY AT THE LIGHT SOURCES. LIGHT EMITTED FROM THIS DEVICE MAY CAUSE IRRITATION.</p>
	<p>CAUTION: THIS DEVICE OPERATES USING REPEATED EXPOSURE TO NEAR INFRARED RADIATION (NIR).</p>
	<p>ONLY USE BATTERY PROVIDED WITH THE DEVICE.</p>
	<p>THIS APPLIANCE MUST ONLY BE SUPPLIED AT SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE CORRESPONDING TO THE MARKING OF THE DEVICE.</p>
	<p>THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN, PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.</p>
	<p>THE WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) INDICATES THE DEVICE MAY NOT BE DISCARDED AS HOUSEHOLD WASTE (2012/19/EU).</p>
	<p>SYMBYX PTY LTD HEREBY DECLARES THAT THIS PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS.</p>



# GUÍA DE USUARIO

Lea esta guía cuidadosamente antes de comenzar a usar el dispositivo.

## CONTENIDO

---

1. En la caja.....	12
2. Antes de comenzar el tratamiento.....	13
2.1 Cómo ajustar el SYMBYX Neuro	
2.2 Duración del tratamiento	
2.3 Frecuencia de uso	
2.4 Protocolo de tratamiento	
3. Símbolos.....	16

## Información del contacto

Para conocer más sobre SYMBYX, favor de visitar nuestro sitio web y seguirnos en redes sociales.



### SYMBYX Atención al cliente

Correo electrónico: [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

Teléfono (internacional): +61 2 8066 9966


Teléfono (UK/UE solamente): +44 2037 698576

### SYMBYX Pty Ltd

Level 3/116 Military Road  
Neutral Bay NSW 2089  
Australia

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

# En la caja:



1. Casco SYMBYX Neuro



2. Guía de usuario y manual de instrucciones del SYMBYX Neuro



3. Batería



4. Cable para conectar el casco a la batería



5. Cable para la recarga




6. Estuche protector de almacenamiento

# Antes de comenzar el tratamiento


## Cómo ajustar el SYMBYX Neuro

Coloque el SYMBYX Neuro sobre su cabeza con las cintas de velcro hacia enfrente. Las cintas deben cruzar su frente cómodamente entre sus ojos y la línea frontal del cabello. Ajustelas para que el SYMBYX Neuro le quede de manera cómoda.

La etiqueta blanca (imagen inferior) dentro del casco indica la parte posterior de éste.



El círculo central del casco deberá encontrarse sobre el centro de su cabeza.




## Duración del tratamiento

Su dispositivo fue programado previamente para funcionar durante 24 minutos automáticamente. Esto incluye 12 minutos de luz roja seguidos por 12 minutos de luz infrarroja.




## Frecuencia de uso

Favor de utilizar el SYMBYX Neuro solamente 2-3 veces durante las primeras 2 semanas de tratamiento, hasta llegar a 5 veces por semana en las semanas siguientes. Si está utilizando el SYMBYX Neuro junto con un láser manual, favor de seguir el protocolo combinado. Úselo solamente una vez al día en un horario similar. SYMBYX le recomienda utilizar el SYMBYX Neuro a primera hora de la mañana a menos que presente sueño interrumpido. Si ése es el caso, es preferible utilizarlo por las tardes.




## Protocolo de tratamiento

- 1 Coloque el SYMBYX Neuro en su cabeza y ajústelo cómodamente.
- 2 Conecte el SYMBYX Neuro a la batería **A** con el cable conector. **B** Cualquier puerto USB-A en la batería puede usarse para conectarla al SYMBYX Neuro **C**.



- ③ Después de conectar el SYMBYX Neuro a la batería, el casco se encenderá automáticamente. Esto será indicado por un pitido de larga duración seguido de un breve ciclo de prueba: 2 segundos de luz roja y después 2 segundos de luz infrarroja.



- ④ Posteriormente, el tratamiento comenzará automáticamente; primero con 12 minutos de tratamiento con luz roja seguidos de 12 minutos de tratamiento con luz infrarroja. Podrá escuchar 2 pitidos después de los primeros 12 minutos (la mitad del tratamiento). Es importante que no retire el casco en este punto, ya que aún faltan 12 minutos de tratamiento. Durante el ciclo de luz infrarroja (los siguientes 12 minutos) no podrá ver ninguna luz parpadeante, ya que el casco estará emitiendo luz infrarroja, la cual no es visible.
- ⑤ Después de transcurrir los 24 minutos, el casco SYMBYX Neuro pitará y parpadeará 5 veces para informarle que el tratamiento se ha completado.
- ⑥ Una vez que haya terminado el tratamiento, sólo desconecte el casco de la batería. La batería se apagará automáticamente.

### Detener el tratamiento a la mitad

Si desea detener el tratamiento en algún momento, primero desconecte el cable de la batería y después retire el casco SYMBYX Neuro. Después de 30 segundos, la batería se apagará automáticamente. Para encender el SYMBYX Neuro nuevamente, sólo reconecte el cable a la batería. El tratamiento comenzará de nuevo y durará 24 minutos.

### Al terminar la sesión

Desconecte la batería del casco SYMBYX Neuro y recárguela después de cada tratamiento. Esto asegurará que esté lista para su próxima sesión.

	LA CAJA DE CARTÓN EN LA QUE SE ENCONTRABA SU PRODUCTO PUEDE RECICLARSE.
	LEA LAS INSTRUCCIONES EN LA GUÍA DE USUARIO ANTES DE USARSE.
	NO DEJE CAER NI ALTERE FÍSICAMENTE EL DISPOSITIVO NI LOS COMPONENTES PROPORCIONADOS. INCLUYE PCB.
	PELIGRO: EL DISPOSITIVO EMITE RADIACIÓN ÓPTICA.
	NO MIRE FIJAMENTE A LAS FUENTES DE LUZ. LA LUZ EMITIDA POR ESTE DISPOSITIVO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN.
	PRECAUCIÓN: ESTE DISPOSITIVO UTILIZA EXPOSICIÓN REPETIDA A RADIACIÓN INFRARROJA CERCANA (NIR) PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	SOLAMENTE UTILICE LA BATERÍA PROPORCIONADA CON ESTE DISPOSITIVO.
	ESTE APARATO SÓLO DEBE ABASTECERSE DE UN VOLTAJE BAJO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MARCADO DEL DISPOSITIVO.
	ESTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS, PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES LIMITADAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO SI ESTÁN BAJO SUPERVISIÓN O SI HAN RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO USAR EL APARATO DE UNA FORMA SEGURA Y COMPRENDEN LOS POSIBLES RIESGOS. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON ESTE APARATO. LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO NO DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN NIÑO SIN SUPERVISIÓN.
	LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) INDICAN QUE EL DISPOSITIVO NO DEBE SER DESECHADO COMO RESIDUO DOMÉSTICO (2012/19/EU).
	SYMBYX PTY LTD DECLARA POR LA PRESENTE QUE ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES PERTINENTES.

UK  
CA



CE

# GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ce guide avant utilisation.

## TABLE DES MATIÈRES

---

1. Dans la boîte:.....	19
2. Avant de commencer le traitement.....	20
2.1 Comment ajuster le SYMBYX Neuro	
2.2 Durée du traitement	
2.3 Fréquence d'utilisation	
2.4 Protocole de traitement	
3. Symboles.....	23

## Coordonnées

Pour en savoir plus sur SYMBYX, veuillez visiter notre site web et nous suivre sur les réseaux sociaux.



### Service Clientèle SYMBYX

Email: [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

Téléphone (international): +61 2 8066 9966

Téléphone (UK/UE uniquement) +44 2037 698576

### SYMBYX Pty Ltd

Level 3/116 Military Road


Neutral Bay NSW 2089

Australie

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)



## Dans la boîte:



1. Casque  
SYMBXY Neuro



2. Guide d'utilisation et  
manuel d'instructions  
SYMBXY Neuro



3. Batterie



4. Câble de connexion  
reliant le casque à la  
batterie



5. Câble de  
recharge




6. Étui de rangement  
protecteur

# Avant de commencer le traitement


## Comment ajuster le SYMBYX Neuro

Positionnez le SYMBYX Neuro sur votre tête avec les sangles en velcro à l'avant. Les sangles doivent être placées confortablement sur votre front, environ entre vos yeux et votre ligne de cheveux. Ajustez les sangles en velcro pour que le SYMBYX Neuro soit bien ajusté.

Le cercle central du casque doit être positionné au centre de votre tête.



L'étiquette blanche (voir image ci-dessous) à l'intérieur du casque indique l'arrière du casque.




## Durée du traitement

Votre appareil est préprogrammé pour fonctionner automatiquement pendant 24 minutes complètes. Cela inclut 12 minutes de lumière rouge suivies de 12 minutes de lumière infrarouge.




## Fréquence d'utilisation

Pendant les deux premières semaines de traitement, utilisez le SYMBYX Neuro seulement 2 à 3 fois, en augmentant progressivement jusqu'à 5 fois par semaine au cours des semaines suivantes. Si vous utilisez le SYMBYX Neuro en combinaison avec un laser portatif, veuillez suivre le protocole combiné séparé. Utilisez-le une fois par jour seulement, à des heures à peu près similaires. SYMBYX recommande d'utiliser le SYMBYX Neuro dès le matin, sauf si vous rencontrez des troubles du sommeil. Dans ce cas, il serait préférable de l'utiliser l'après-midi ou en début de soirée.



## Protocole de traitement

- ① Placez et ajustez le SYMBYX Neuro confortablement sur votre tête.
- ② Connectez le SYMBYX Neuro à la batterie **A** à l'aide du câble de connexion.  
**B** L'une ou l'autre des sorties USB-A de la batterie peut être utilisée pour le connecter au SYMBYX Neuro **C**.



- ③ Une fois le SYMBYX Neuro connecté à la batterie, le casque s'allumera automatiquement. Cela sera indiqué par un long bip sonore, suivi d'un court cycle de test : 2 secondes de lumière rouge, puis 2 secondes de lumière infrarouge.



- ④ Le traitement commencera ensuite automatiquement, d'abord avec 12 minutes de lumière rouge, puis 12 minutes de lumière infrarouge. Vous entendrez deux bips sonores après 12 minutes (le point médian). Il est important de ne pas retirer le casque à ce moment-là, car il reste encore 12 minutes de traitement. Pour le cycle infrarouge (les 12 minutes suivantes), vous ne verrez aucune lumière clignoter, car le casque émet de la lumière infrarouge, qui est invisible.
- ⑤ Après 24 minutes, le casque SYMBYX Neuro émettra un bip sonore et clignotera cinq fois pour vous informer que la séance de traitement est terminée.
- ⑥ Une fois le traitement terminé, déconnectez simplement le casque de la batterie. La batterie s'éteindra automatiquement.

### Si vous souhaitez interrompre le traitement en cours

Si vous souhaitez arrêter le traitement à tout moment, retirez d'abord le cordon du bloc-batterie, puis enlevez le casque SYMBYX Neuro. La batterie s'éteindra automatiquement après 30 secondes. Pour rallumer le SYMBYX Neuro, il vous suffit de reconnecter le cordon à la batterie. Le traitement recommencera alors depuis le début, pour une durée de 24 minutes.

### Après chaque séance de traitement

Déconnectez la batterie du casque SYMBYX Neuro et placez-la sur le chargeur après chaque traitement. Cela garantira qu'elle soit prête pour votre prochaine séance.

	<p>LA BOÎTE EN CARTON DANS LAQUELLE L'APPAREIL A ÉTÉ LIVRÉ PEUT ÊTRE RECYCLÉE.</p>
	<p>LISEZ LES INSTRUCTIONS DANS LE GUIDE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.</p>
	<p>NE PAS LAISSER TOMBER OU MODIFIER PHYSIQUEMENT L'APPAREIL OU LES COMPOSANTS FOURNIS, Y COMPRIS LE PCB.</p>
	<p>DANGER: L'APPAREIL ÉMET UN RAYONNEMENT OPTIQUE.</p>
	<p>NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES SOURCES DE LUMIÈRE. LA LUMIÈRE ÉMISE PAR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES IRRITATIONS.</p>
	<p>ATTENTION : CET APPAREIL FONCTIONNE PAR EXPOSITION RÉPÉTÉE À UN RAYONNEMENT PROCHE INFRAROUGE (NIR).</p>
	<p>N'UTILISEZ QUE LA BATTERIE FOURNIE AVEC L'APPAREIL.</p>
	<p>CET APPAREIL DOIT ÊTRE ALIMENTÉ UNIQUEMENT À UNE TENSION TRÈS BASSE DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT AU MARQUAGE DE L'APPAREIL.</p>
	<p>CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS, DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES SI ELLES ONT REÇU DES INSTRUCTIONS OU UNE SUPERVISION CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE MANIÈRE SÛRE ET COMPRENNENT LES DANGERS EN COURU. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SUPERVISION.</p>
	<p>LE SYMBOLE DE DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) INDIQUE QUE L'APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS (2012/19/UE).</p>
	<p>SYMBYX PTY LTD DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE QUE CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES.</p>



## GUIDA ALL'USO

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

### INDICE

---

1. Nella confezione.....	26
2. Prima d'iniziare il trattamento.....	27
2.1 Come indossare il SYMBYX Neuro	
2.2 Durata del trattamento	
2.3 Frequenza d'uso	
2.4 Protocollo del trattamento	
3. Simboli.....	30

### Informazioni sui contatti

Per saperne di più su SYMBYX, visita il nostro sito web e seguici sui social media.



#### Assistenza clienti SYMBYX

Email: [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

Telefono (in tutto il mondo): +61 2 8066 9966

Telefono (solo Regno Unito/UE): +44 2037 698576

#### SYMBYX Pty Ltd


Level 3/116 Military Road

Neutral Bay NSW 2089

Australia

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

## Nella confezione:




1. Casco SYMBYX Neuro



2. Guida all'uso e Manuale d'Istruzioni SYMBYX Neuro



3. Pacco batteria



4. Cavo di collegamento tra il casco e il pacco batteria



5. Cavo di ricarica




6. Custodia protettiva

# Prima d'iniziare il trattamento


## Come indossare il SYMBYX Neuro

Posizionare il SYMBYX Neuro sulla testa con le cinghie in velcro nella parte anteriore. Le cinghie devono aderire comodamente alla fronte, all'incirca tra gli occhi e l'attaccatura dei capelli. Regolare le cinghie in velcro in modo che il SYMBYX Neuro aderisca perfettamente.

Il cerchio centrale del casco deve essere posizionato al centro della testa.



L'etichetta bianca (nella foto sotto) all'interno del casco indica il lato posteriore del casco.



## Durata del trattamento


Il dispositivo è preimpostato per un funzionamento automatico di 24 minuti. Tale durata comprende 12 minuti di luce rossa cui seguono 12 minuti di luce infrarossa.






## Frequenza d'uso

Nelle prime due settimane di trattamento si consiglia d'utilizzare SYMBYX Neuro solo 2-3 volte, per poi passare a 5 volte alla settimana nelle settimane successive. Se si utilizza SYMBYX Neuro in combinazione con un laser portatile, si prega di rispettare il protocollo combinato separato. Usare una sola volta al giorno, sempre allo stesso orario. SYMBYX consiglia d'utilizzare SYMBYX Neuro come prima cosa al mattino, a meno che tu non abbia frequenti risvegli notturni. In tal caso, sarebbe preferibile utilizzarlo il pomeriggio o la sera presto.




## Protocollo del trattamento

- ① Posizionare e adattare il SYMBYX Neuro sulla testa.
- ② Collegare il SYMBYX Neuro alla batteria **A** usando il cavo di collegamento.  
**B** È possibile utilizzare una delle due porte USB-A della batteria per collegarla al SYMBYX Neuro **C**.



- ③ Una volta collegato il SYMBYX Neuro alla batteria, il casco si accende automaticamente. L'accensione è segnalata da un lungo segnale acustico, seguito da un breve ciclo di prova: 2 secondi di luce rossa, poi 2 secondi di luce infrarossa.



- ④ Il trattamento inizierà quindi automaticamente, prima con 12 minuti di trattamento a luce rossa, poi con 12 minuti di trattamento a luce infrarossa. Si sentiranno due segnali acustici allo scoccare dei 12 minuti (per segnalare che è trascorsa la metà del tempo). È importante non togliere il casco a questo punto, perché ci sono altri 12 minuti di trattamento da fare. Per il ciclo a infrarossi (i restanti 12 minuti), non vedrai lampeggiare alcuna luce, poiché il casco emette luce a infrarossi, che non è visibile.
- ⑤ Dopo 24 minuti, il casco SYMBYX Neuro emette un segnale acustico e lampeggia cinque volte per indicare che la sessione di trattamento è terminata.
- ⑥ Al termine del trattamento, è sufficiente scollegare il casco dalla batteria. La batteria si spegnerà automaticamente.

### Interruzione del programma a metà del trattamento

Se si desidera interrompere il trattamento in qualsiasi momento, rimuovere prima il cavo dalla batteria e poi il casco SYMBYX Neuro. La batteria si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi. Per riaccendere il SYMBYX Neuro, è sufficiente ricollegare il cavo alla batteria. Il trattamento ricomincerà da capo, per 24 minuti.

### Al termine d'ogni sessione di trattamento

Dopo ogni trattamento, scollegare la batteria dal casco SYMBYX Neuro e posizionarla su un caricatore, in modo che sia pronta all'uso per il trattamento successivo.

	LA SCATOLA DI CARTONE IN CUI È STATO CONSEGNATO IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE RICICLATA.
	LEGGERE LE ISTRUZIONI NELLA GUIDA ALL'USO PRIMA DELL'UTILIZZO.
	NON LASCIARE CADERE O ALTERARE FISICAMENTE IL DISPOSITIVO O I SUOI COMPONENTI, COMPRESO IL CIRCUITO STAMPATO.
	PERICOLO: IL DISPOSITIVO EMETTE RADIAZIONI OTTICHE.
	NON FISSARE DIRETTAMENTE LE FONTI DI LUCE. LA LUCE EMESSA DA QUESTO DISPOSITIVO PUÒ CAUSARE IRRITAZIONE.
	ATTENZIONE: QUESTO DISPOSITIVO FUNZIONA GRAZIE ALL'ESPOSIZIONE RIPETUTA A RADIAZIONI NEL VICINO INFRAROSSO (NIR).
	UTILIZZARE SOLO LA BATTERIA FORNITA CON IL DISPOSITIVO.
	QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE ALIMENTATO SOLO A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA CORRISPONDENTE ALLA MARCATURA DELL'APPARECCHIO.
	QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI, PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIANO RICEVUTO SUPERVISIONE O ISTRUZIONI SULL'USO DELL'APPARECCHIO IN MODO SICURO E CHE COMPRENDANO I RISCHI CORRELATI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI SENZA SUPERVISIONE.
	LA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (WEEE) INDICA CHE IL DISPOSITIVO NON PUÒ ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO DOMESTICO (2012/19/EU).
	SYMBYX PTY LTD DICHIARA CHE QUESTO PRODOTTO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI.



## ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

### INHALT

---

1. In der box.....	33
2. Vor der Behandlung.....	34
2.1 Anpassung des SYMBYX Neuro	
2.2 Behandlungszeit	
2.3 Häufigkeit der Nutzung	
2.4 Behandlungsprotokoll	
3. Symbole.....	37

### Kontaktinformation



Um mehr über SYMBYX zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website und folgen Sie uns in den sozialen Medien.

#### SYMBYX Kundenservice

E-Mail: [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

Telefon (weltweit): +61 2 8066 9966

Telefon (nur UK/EU): +44 2037 698576

#### SYMBYX Pty Ltd


Level 3/116 Military Road

Neutral Bay NSW 2089

Australien

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

# In der Box:



1. SYMBYX Neuro Helm



2. SYMBYX Neuro Benutzerhandbuch und Anleitung



3. Batteriepack



4. Verbindungskabel, das den Helm mit dem Batteriepack verbindet



5. Ladekabel




6. Schutzhülle zur Aufbewahrung

# Vor der Behandlung


## Anpassung des SYMBYX Neuro

Bringen Sie den SYMBYX Neuro mit den Klettverschlüssen auf der Vorderseite an Ihrem Kopf an. Die Klettverschlüsse sollten bequem quer über Ihre Stirn verlaufen, ungefähr zwischen Ihren Augen und Ihrem Haaransatz. Passen Sie die Klettverschlüsse so an, dass der SYMBYX Neuro eng anliegt.

Die weiße Etikette (Bild unten) im Helm deutet auf die Rückseite des Helms.



Der mittlere Kreis des Helms sollte über dem Mittelpunkt Ihres Kopfes positioniert werden.





## Behandlungszeit

Ihr Gerät ist so voreingestellt, dass es automatisch für insgesamt 24 Minuten läuft. Dies umfasst 12 Minuten rotes Licht, gefolgt von 12 Minuten Infrarotlicht.




## Häufigkeit der Nutzung

In den ersten zwei Wochen der Behandlung sollten Sie den SYMBYX Neuro nur 2– 3 Mal verwenden und danach in den folgenden Wochen die Anwendung auf bis zu 5 Mal pro Woche steigern. Falls Sie den SYMBYX Neuro zusammen mit einem Handlaser verwenden, befolgen Sie bitte das separate kombinierte Protokoll. Verwenden Sie den SYMBYX Neuro einmal täglich zur ungefähr gleichen Tageszeit. SYMBYX empfiehlt, den SYMBYX Neuro morgens direkt nach dem Aufstehen anzuwenden, es sei denn, Sie haben Schwierigkeiten mit unterbrochenem Schlaf. In diesem Fall wäre es besser, es am Nachmittag oder frühen Abend zu nutzen.




## Behandlungsprotokoll

- ① Setzen Sie den SYMBYX Neuro fest auf Ihren Kopf auf.
- ② Verbinden Sie den SYMBYX Neuro mit dem **A** Akku über das Verbindungskabel. **B** Sie können jeden der beiden USB-A-Ausgänge am Akku verwenden, um den SYMBYX **C** Neuro anzuschließen.



- ③ Sobald der SYMBYX Neuro mit dem Akku verbunden ist, wird der Helm automatisch eingeschaltet. Dies wird durch einen langen akustischen Signalton angezeigt, gefolgt von einem kurzen Testzyklus: 2 Sekunden rotes Licht, gefolgt von 2 Sekunden Infrarotlicht.



- ④ Die Behandlung beginnt dann automatisch mit 12 Minuten rotem Licht, gefolgt von 12 Minuten Infrarotlicht. Nach 12 Minuten hören Sie zwei hörbare Signaltöne (die Halbzeitmarke). Es ist wichtig, dass Sie den Helm zu diesem Zeitpunkt nicht abnehmen, da noch weitere 12 Minuten der Behandlung anstehen. Während des Infrarotzyklus (die zweiten 12 Minuten) werden Sie keine blinkenden Lichter sehen, da der Helm Infrarotlicht aussendet, das nicht sichtbar ist.
- ⑤ Nach 24 Minuten wird der SYMBYX Neuro Helm akustisch ein Signal von sich geben und fünfmal blinken, um Sie darüber zu informieren, dass die Behandlung abgeschlossen ist.
- ⑥ Sobald die Behandlung beendet ist, trennen Sie einfach den Helm vom Akku. Der Akku schaltet sich automatisch aus.

## Wenn Sie die Behandlung während des Vorgangs abbrechen möchten

Wenn Sie die Behandlung zu irgendeinem Zeitpunkt abbrechen möchten, entfernen Sie zuerst das Kabel vom Akkupack und nehmen Sie dann den SYMBYX Neuro Helm ab. Der Akku schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden aus. Um den SYMBYX Neuro wieder einzuschalten, verbinden Sie das Kabel einfach wieder mit dem Akku. Die Behandlung beginnt dann erneut von vorne für 24 Minuten.

## Nach jeder Behandlungssitzung

Trennen Sie nach jeder Behandlung den Akku vom SYMBYX Neuro Helm und legen Sie ihn zum Aufladen auf das Ladegerät. So stellen Sie sicher, dass der Akku für Ihre nächste Behandlung bereit ist.



	DIE PAPPE, IN DER DAS GERÄT VERPACKT WAR, KANN RECYCELT WERDEN.
	LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN IM BENUTZERHANDBUCH VOR DER VERWENDUNG.
	DAS GERÄT ODER DIE MITGELIEFERTEN KOMPONENTEN NICHT FALLEN LASSEN ODER PHYSISCH VERÄNDERN, EINSCHLIESSLICH PCB.
	GEFAHR: DAS GERÄT SENDET OPTISCHE STRALUNG AUS.
	NICHT DIREKT IN DIE LICHTQUELLEN STARREN. DAS VON DIESEM GERÄT EMITTIERTE LICHT KANN REIZUNGEN VERURSACHEN.
	VORSICHT: DIESES GERÄT ARBEITET MIT WIEDERHOLTER EXPOSITION GEGENÜBER NAHINFRAROT-STRALUNG (NIR).
	VERWENDEN SIE NUR DEN MITGELIEFERTEN AKKU.
	DIESES GERÄT MUSS NUR MIT EINER SICHEREN EXTRA-NIEDERSPANNUNG VERSORGT WERDEN, DIE DER KENNZEICHNUNG DES GERÄTS ENTSpricht.
	DIESER APPARAT DARF VON KINDERN, PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELN AN ERFAHRUNG UND WISSEN NUR UNTER AUFSICHT ODER NACH EINWEISUNG IN SICHERER ANWENDUNG UND VERSTÄNDNIS DER DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERWENDET WERDEN. KINDER SOLLEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNG UND BENUTZERWARTUNG DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.
	DAS ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTEABFALLMANAGEMENT (WEEE) WEIST DARAUFG, DASS DAS GERÄT NICHT ALS HAUSHALTSABFALL ENTSORGT WERDEN DARF (2012/19/EU).
	SYMBYX PTY LTD ERKLÄRT HIERMIT, DASS DIESES PRODUKT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSpricht.

# 用户指南

使用前请详细阅读用户指南。

## 目录

---

1. 在盒子里.....	40
2. 设备使用方法.....	41
2.1 如何安装 SYMBYX Neuro	
2.2 治疗时间	
2.3 使用频率	
2.4 治疗流程	
3. 符号.....	44

## 联系信息



如需了解更多关于 SYMBYX 的信息，请访问我们的网站，并关注我们的社交媒体账号。

### SYMBYX 客户服务

邮件：[info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

电话（全球）：+61 2 8066 9966

电话（仅英国/欧洲）：+44 2037 698576

SYMBYX Pty Ltd


军事路 3/116 层

中性湾 NSW 2089

澳大利亚

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

## 在盒子里:




1. SYMBYX  
Neuro 头盔



2. SYMBYX Neuro  
用户指南和使用说明



3. 电池组



4. 连接头盔和电池组的  
连接器



5. 充电线




6. 保护存储盒

# 开始治疗前


## 如何安装 SYMBYX Neuro。

用设备前方的尼龙搭扣带将 SYMBYX Neuro 佩戴于头部。搭扣带应舒适地佩戴在额头，大致在眼睛和发际线间的位置。调整搭扣带直至 SYMBYX Neuro 可以舒适贴合。

头盔内部的白色标签（以下附有图片）为头盔背面。



头盔中心圈应置于头部中心位置。




## 治疗时间

设备的预编程为自动运行完整的24分钟。包括12分钟红光，然后12分钟红外光。




## 使用频率

在治疗的前两周，请仅使用 SYMBYX Neuro 2-3次，在随后的几周内，逐步增加到每周最多5次。如果您结合使用 SYMBYX Neuro 和手持式激光器，请遵循另外的组合使用流程。每天仅可使用一次，在大致相同的时间段内使用。SYMBYX 建议早上起来就使用 SYMBYX Neuro，除非你正在经历睡眠中断的问题。如果您有这个问题，则最好在下午或傍晚使用。




## 治疗流程

- ① 将 SYMBYX Neuro 舒适佩戴于头部。
- ② 连接 SYMBYX Neuro 和电池 **A** 使用连接线。 **B** 电池上的每个USB-A 接口均可用于连接 SYMBYX Neuro **C**。



- ③ SYMBYX Neuro 连接电池后，头盔会自动开机。开机可听到长哔声，接着是短测试期：2秒红光，然后2秒红外光。



- ④ 治疗会自动开始，先运行12分钟的红光治疗，接着是12分钟的红外光治疗。在12分钟(中途)时您会听到两声哔声。注意不要在此时取下头盔，因为还有12分钟疗程才会结束。对于红外光治疗(第二个12分钟)，您不会看到任何光闪，因为头盔在发射红外光，是无法看到的。
- ⑤ 24分钟后，SYMBYX Neuro 头盔会发出哔声并闪烁五次，以提示您治疗完成。
- ⑥ 治疗完成后，只需断开头盔和电池的连接。电池会自动关闭。

### 如需中断治疗

如需在任何时间终止治疗，首先从电池组移除连接线，然后移除SYMBYX Neuro 头盔。30秒后电池会自动关闭。如需再次开机 SYMBYX Neuro，只需将连接线重新连接到电池上。治疗将重新开始，持续24分钟。

### 每次治疗后

每次治疗后，断开电池和 SYMBYX Neuro 头盔的连接，并给电池充电。这会确保电池随时可用于下一次治疗。

	设备的包装纸箱可以回收利用。
	使用前请阅读用户指南中的使用说明。
	请勿掉落或改动设备或提供的组件，包括印刷电路板。
	危险: 设备会发出光辐射。
	不要直视光源。本设备发出的光可能会有刺激性。
	注意: 本设备的运行使用反复暴露近红外辐射 (NIR)。
	请仅使用设备自带电池。
	本设备的供电须仅使用与设备标志相符的安全特低电压。
	接受本设备安全使用与潜在危险的指导与说明后，儿童，身体、感官或有心智障碍或缺乏经验与知识的人，也可使用本设备。儿童不可把玩本设备。没有监督的情况下，儿童不得对本设备进行清洁和用户维护。
	电子和电气设备废弃物指令 (WEEE) 指示该设备不得作为生活垃圾丢弃 (2012/19/ EU)。
	SYMBYX PTY LTD 声明，本产品符合基本要求和和其他相关规定。

UK  
CA



CE



## Contact Information

To learn more about SYMBYX, please visit our website and follow us on social media.

### **SYMBYX Customer Care**

**Email:** [info@symbyxbiome.com](mailto:info@symbyxbiome.com)

**Phone (worldwide):** +61 2 8066 9966

**Phone (UK/EU only):** +44 2037 698576

### **SYMBYX Pty Ltd**

Level 3/116 Military Road

Neutral Bay NSW 2089

Australia

[www.symbyxbiome.com](http://www.symbyxbiome.com)

**UK  
CA**



**CE**

Date of Issuance:  
September 2024